

Fisiomedica
Benessere

Beauty | Wellness | Spa

NEWFORM[®]
INNOVATIVE SLIMMING EQUIPMENT

**TECNOLOGIA INNOVATIVA COMBINATA
PER LA RIDUZIONE DI PESO**

NEWFORM[®]
INNOVATIVE SLIMMING EQUIPMENT

È un prodotto

Fisiomedica Benessere

Sistemi e tecnologie per il benessere del corpo

Apparecchiature e attrezzature per l'estetica SauneBagni Turchi

Privat Spa Assistenza tecnica e ricambi

Via A. Di Crollanza, 41 - 70010 Locorotondo (Ba)

tel./fax: 080 431 30 35

info@fisiomedicabenessere.com www.fisiomedicabenessere.com



NEWFORM®

INNOVATING SLIMMING EQUIPMENT

DUE SONO I FATTORI PRINCIPALI PER PERDERE PESO IN MODO SANO E DURATURO:

- 1) ALIMENTAZIONE CORRETTA (riduzione delle calorie assunte);
- 2) ATTIVITÀ FISICA (consumo calorico e mantenimento del normale metabolismo).



NEW FORM® unisce caratteristiche scientifiche e tecnologiche in grado di contribuire a determinare una corretta perdita di peso attraverso l'ottimizzazione del consumo di calorie, favorendo il metabolismo attraverso lo sfruttamento sinergico di attività fisica aerobica, calore e vacuum

Attività fisica (tapis roulant) e calore (infrarossi) agiscono sul consumo calorico, aumentano il metabolismo corporeo e determinano l'innalzamento della temperatura nel distretto periferico (cute e sottocute). Il "vuoto", pressione negativa (subatmosferica), promuove una attività ulteriore sul microcircolo sanguigno e sui linfatici.

L'emissione di IONI di OZONO, stimola la ricrescita e la rivitalizzazione dei tessuti, riduce la formazione di acido lattico, incentiva il metabolismo delle masse adipose, migliora la circolazione e attenua l'aspetto "a buccia d'arancia"

DISPLAY A LED DI ULTIMA GENERAZIONE CON TOUCH SCREEN.

Informazioni visualizzate: tempo, velocità, distanza, calorie, livello, frequenza cardiaca. Scelta fra 6 programmi di allenamento specificatamente creati. Possibilità di modificare i seguenti parametri a seconda delle proprie esigenze: sottovuoto, pendenza del tapis roulant, raggi infrarossi e velocità.



UNA SEDUTA CON NEW FORM DURA IN MEDIA 30 MINUTI, DIVISE IN 3 FASI:

Adattamento del corpo alle nuove condizioni di subatmosfera: durata media 5 minuti; Svolgimento di esercizio attivo; circa 20-25 minuti; Riadattamento del corpo (dalle condizioni di subatmosfera a quelle di normale pressione); durata media 5 minuti.

NEW FORM®

Porta l'utilizzatore a sottoporsi ad un esercizio molto più performante rispetto all'allenamento standard.

Permette di bruciare, in condizioni di corretto utilizzo, oltre 1000 calorie in una sola seduta di circa 30 minuti.

L'aumento di temperatura della pelle indotto dal trattamento (da 1 a 4 gradi) determina effetti benefici detossificanti e drenanti per le successive 4/6 ore


È consigliato l'utilizzo di 12/20 sedute



CHE EFFETTI HA NEWFORM SUL CORPO

- Ha un effetto rassodante e tonificante
- Vasodilatazione cutanea e sottocutanea.
- Miglioramento del circolo linfatico.
- Migliore ossigenazione dei tessuti con afflusso di sangue e linfa in tutti i distretti corporei, anche in zone dove naturalmente o per condizioni particolari possono essere deficitari.
- Eliminazione attraverso il sudore e la pressione subatmosferica di grandi quantità di tossine, solitamente presenti negli strati più profondi della pelle.
- Detossificazione e pulizia della pelle.
- Azione positiva su ricambio e metabolismo.

Immediato miglioramento della circolazione, soprattutto la microcircolazione degli arti inferiori. La maggior irrorazione dei tessuti superficiali migliora la pelle che diventa più elastica, più luminosa, più liscia e compatta. Cellulite e ritenzione idrica si riducono notevolmente, con risultati eccellenti dopo poche sedute. L'attività fisica aerobica sottovuoto stimola la diuresi aumentando la capacità drenante da parte dei reni. I tessuti, si sgonfiano con una notevole riduzione di centimetri in eccesso.



CONSUMO CALORICO KCAL NEWFORM OLTRE 1.000 KCAL

Dati tecnici

Potenza: 2.0 kW

Voltaggio: 230 Vac / 50 Hz / 1 Ph (monofase)

Dimensioni: 250 cm (lunghezza) X 100 cm (L) x 160 cm (A)

Infrarosso: Temperatura: 25° - 50°C. Due radiatori da 350 W cadauno con protezioni

Vacuum: 6 programmi preimpostati più uno manuale 0-30 mBar

Cromoterapia: Tecnologia led con controllo wireless tramite telecomando

Ionizzazione: emissione ioni: 9.000.000 IONS/CM3